

SUPERFICIE

Pulsador



DJ0031
Acabado blanco



DJ0031B
Acabado negro mate



DJ0031C
Acabado brillante



DJ0031CS
Acabado satinado

Descripción general

- Dosificador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador.
- Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
- Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel con las siguientes características:
 - Contenido máximo de alcohol del 80%
 - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³
 - Viscosidad máxima entre 500 y 2.500 cps.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.

- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).


Componentes y materiales

- **DJ0031:** Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **DJ0031B:** Acero inoxidable AISI 304 acabado negro.
- **DJ0031C:** Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
- **DJ0031CS:** Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- **CUERPO:** fabricado con acero inoxidable AISI 304.
- **TAPA:** de acero inoxidable AISI 304. Se abre con llave especial Mediclinics suministrada.
- **PULSADOR:** fabricado con acero inoxidable.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico transparente que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- **VISOR:** de PVC transparente y situado en la parte frontal. Permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- **VÁLVULA DOSIFICADORA:** anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 1,5 ml de jabón por servicio. Esta válvula anti-goteo es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de jabón de la misma línea.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	240 x 110 x 133 mm
Capacidad	1.500 ml
Espesor cuerpo, tapa y trasera	0,8 mm
Espesor del tanque interior	2,5 mm
Peso neto	1,25 Kg
Cantidad dispensada /pulsación	1,5 ml

Dimensiones



Dimensiones ± 4%


OPERACIÓN

Colocar una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presionar el pulsador frontal y esperar a que la dosificación de jabón termine.

MONTAJE

ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Fije el dosificador de jabón a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 01-21 © mediclinics S.A.

